

Application
 Data Sheet

No. 118

气相色谱系统

 快速天然气分析系统（包含 He/H₂ 分析）

GC-2014 FNGA-II1

本气相色谱系统用于测定天然气和类似气体混合物的化学组成(如下表所示)。本检测方法能够计算出样品的相关物理性质，如：热值、相对密度、沃泊指数以及检测混合物中一种或多种成分浓度。本系统采用五阀八柱。将样品注入三个进样定量环，进行测定。C₆₊ 被反吹为一个合峰至FID-1。通过阀切换，C₁-C₅烃类经Rtx-1毛细管柱分离至FID-1进行检测，He作载气。C₃₊组分经预柱P-N柱放空。O₂、N₂、CH₄和CO由MS-13X进行分离，CO₂、C₂和H₂S经P-Q柱分离至TCD-1检测，He作载气。He、H₂经MS-5A填充柱分离至TCD-2上检测，氮气作载气。总的分析时间约为10分钟。本系统包含Lab Solutions气相色谱工作站软件、热值和密度计算软件。

分析仪相关信息

系统配置：

五阀八柱，双TCD/单FID

样品相关信息：

 永久气体，C₁-C₆

所用方法符合以下标准：

ASTM-D1945、D3588、GPA-2261

浓度范围：

序号	化合物名称	浓度范围		检测器
		低浓度	高浓度	
1	He	0.010%	10.0%	TCD-2
2	H ₂	0.010%	10.0%	TCD-2
3	O ₂	0.010%	20.0%	TCD-1
4	N ₂	0.010%	50.0%	TCD-1
5	CH ₄	20.000%	100.0%	TCD-1
6	CO	0.010%	5.0%	TCD-1
7	CO ₂	0.010%	20.0%	TCD-1
8	C ₂ H ₆	0.010%	10.0%	TCD-1
9	H ₂ S	0.100%	30.0%	TCD-1
10	C ₃ H ₈	0.010%	10.0%	FID
11	异-C ₄ H ₁₀	0.010%	10.0%	FID
12	正-C ₄ H ₁₀	0.010%	10.0%	FID
13	异-C ₅ H ₁₂	0.010%	2.0%	FID
14	正-C ₅ H ₁₂	0.010%	2.0%	FID
15	C ₆₊	0.010%	0.5%	FID

不同样品的检出限可能存在差异。如需了解更多信息，请联系我们。

系统特点

- 双 TCD 通道/单 FID 通道
- 配有热值和密度计算软件
- 重复性好

典型色谱图




图 1 FID 的色谱图




图 2 TCD-1 的色谱图




图 3 TCD-2 的色谱图