

## 微量硫化物分析系统-4：SCD硫化物分析系统

系统配置：

序号	配置	数量
1	GC主机	1
2	分流/不分流进样口（惰化）	1
3	硫化学发光检测器（SCD）	1
4	自动六通阀（惰化）	1
5	色谱柱 Rtx-1 60m*0.32mm	1
6	色谱工作站	1

注：气体纯度 $H_2 \geq 99.9999\%$   $O_2 \geq 99.999\%$   $He \geq 99.999\%$

分析组分及样品浓度范围：

$H_2S$ 、 $COS$ 检测限20-30ppb。

典型谱图：

