

微量CO、CO₂分析系统-3：天然气、高甲烷气体中微量CO、CO₂分析系统 系统配置：

序号	配置	数量
1	GC主机	1
2	氢火焰离子化检测器（FID）	1
3	甲烷转化炉	1
4	自动十通阀	2
5	自动六通阀	2
6	色谱柱 P-N+MS-13X	1
7	色谱工作站	1

分析组分及样品浓度范围：

天然气、高甲烷气体中微量CO、CO₂检测限0.5ppm。

典型谱图：

