

## 微量硫化物分析系统-2：丙烯中微量COS分析系统

系统配置：

序号	配置	数量
1	GC主机	1
2	分流/不分流进样口（惰化）	1
3	火焰光度检测器（FPD）	1
4	自动六通阀（惰化）	1
5	Gaspro(0.32mm*30m)	1
6	色谱工作站	1

分析组分及样品浓度范围：

COS检测限 0.05ppm (V/V)，最小检测量0.1ppm (V/V)，提供标准气体浓度为5ppm (V/V)；

可检组分：H<sub>2</sub>S、COS等。

典型谱图：

